




片盒平板探测器

有线 43×43CM



4343ZCV

- 稳定
- 高效
- 创新



技术参数

探测器类别	a-Si
闪烁体	CsI
图像尺寸 (mm)	43x43cm
像素矩阵	3072×3072
像素间距 (μm)	139
A/D 转换 (bits)	16
空间分辨率	3.6LP/mm
X-ray 射线工作范围	40-150KV
采集时间(有线)	1s
数据接口	GigE
适配器输出电压	DC 24V,60W
交流电源频率	AC100-240V,50-60Hz
功率	20W
探测器尺寸	46.0x46.0x1.5cm
重量	3.5kg
探测器外壳材料	Carbon, Plastic
防水等级	IP54
工作温、湿度&存储温度	5-35°C,10-75% RH

外形图

